

**Stadtspital Waid  
Labor  
Tièchestrasse 99  
8037 Zürich**

**Universität Zürich  
Institut für Medizinische Mikrobiologie  
Gloriastrasse 28  
8006 Zürich**
















Telefon: .....

Tel: 044 / 634 2632  
Fax: 044 / 634 4906  
E-Mail: empfang@imm.uzh.ch

Datum: .....

Unsere Dienstzeiten:  
Montag – Freitag 8.00 – 12.00 Uhr  
13.00 – 17.00 Uhr

## Bestellformular für Abstrichtupfer und Probengefässe

Material:		bestellt:	geliefert:
eSwab Transportmedium (490CE) für flüssige Materialien (vorgeschrieben für Anaerobier, auch geeignet für aerobe Bakterien und für MRSA PCR / Kultur) (rosa Deckel)			
eSwab Transportmedium, Urethraltupfer (483CE) für <b>Urethralabstriche</b> , <b>Hornhaut</b> und <b>Konjunktivalabstriche</b> geeignet (orangener Deckel)			
Abstrichtupfer, steril (ungeeignet für Anaerobier)			
FLOQSwabs steril Swab Applicator			
Plastikröhrchen à 10ml, steril (serologische Untersuchungen)			
Blutkulturflaschen mit grünem Deckel für Aerobier			
Blutkulturflaschen mit orangenem Deckel für Anaerobier			
Transportgefäss für <u>Sputum</u> (allgemeine Bakteriologie) (roter Deckel)			
Fecal Swab, Gefäss mit Flüssigmedium für <u>Stuhl</u> , auch für <i>Clostridium difficile</i> (grüner Deckel)			
Zentrifugenröhrchen für <u>Tbc</u> (nur für Tbc-Proben bestimmt) (gelber Deckel)			
p-Hydriion Puffer ( <u>nur</u> für Magensaft Tbc)			
Portagerm pylori Transportmedium für <i>Helicobacter pylori</i>			
Roche Sample Kit (Chlamydiaetest MOL) Urine			
Roche Sample Kit (Chlamydiaetest MOL) Dual Swab für Cervix- und Urethralabstriche			
BD Vacutainer , 4 ml - Sodium Borate / Formate (Borsäureröhrchen)			
Quantiferon - Entnahmeset	