

<b>Kinderspital Zürich</b> <b>Steinwiesstrasse 75</b> <b>8032 Zürich</b>	<b>Universität Zürich</b> <b>Institut für Medizinische Mikrobiologie</b> <b>Gloriastrasse 28</b> <b>8006 Zürich</b>
<b>Abteilung:</b> .....	<b>Tel: 044 / 634 2632</b> <b>Fax: 044 / 634 4906</b> <b>E-Mail: empfang@imm.uzh.ch</b>
<b>Telefon:</b> .....	<b>Unsere Dienstzeiten:</b>
<b>Datum:</b> .....	<b>Montag – Freitag 8.00 – 12.00 Uhr</b> <b>13.00 – 17.00 Uhr</b>

## Bestellformular für Abstrichtupfer und Probengefässe

Material:		bestellt:	geliefert:
eSwab Transportmedium (490CE) für flüssige Materialien (vorgeschrieben für Anaerobier, auch geeignet für aerobe Bakterien und für MRSA PCR / Kultur) (rosa Deckel)			
eSwab Transportmedium, Urethraltupfer (483CE) für <b>Urethralabstriche</b> , <b>Hornhaut</b> und <b>Konjunktivalabstriche</b> geeignet (orangener Deckel)			
Abstrichtupfer, steril (ungeeignet für Anaerobier)			
Plastikröhrchen à 10ml, steril (serologische Untersuchungen)			
Blutkulturflaschen mit grünem Deckel für Aerobier			
Blutkulturflaschen mit orangenem Deckel für Anaerobier			
Blutkulturflaschen mit gelbem Deckel / Kinderblutkultur			
Transportgefäss für <u>Sputum</u> (allgemeine Bakteriologie) (roter Deckel)			
Fecal Swab, Gefäss mit Flüssigmedium für <u>Stuhl</u> , auch für <i>Clostridium difficile</i> (grüner Deckel)			
Zentrifugenröhrchen für <u>Tbc</u> (nur für Tbc-Proben bestimmt) (gelber Deckel)			
p-Hydrion Puffer ( <u>nur</u> für Magensaft Tbc)			
Roche Sample Kit (Chlamydiatest MOL) Urine			
Roche Sample Kit (Chlamydiatest MOL) Dual Swab für Cervix- und Urethralabstriche			
Quantiferon - Entnahmeset			
Portagerm pylori Transportmedium für <i>Helicobacter pylori</i>			
Transportbeutel			
Versandcouvert			