







<b>Besteller:</b>	<b>Universität Zürich Institut für Medizinische Mikrobiologie Gloriastrasse 28 8006 Zürich</b>
<b>Spital Limmattal OPS Postfach 8952 Schlieren</b>	<b>Tel: 044 / 634 2632 Fax: 044 / 634 4906 E-Mail: empfang@imm.uzh.ch</b>
<b>044 736 8440</b>	<b>Unsere Dienstzeiten:</b>
<b>Telefon: .....</b>	<b>Montag – Freitag 8.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 17.00 Uhr</b>
<b>Datum: .....</b>	

**Bestellung für Boxen  
zwecks Sonikation von Metall  
zur Biofilmentfernung**

Die Boxen werden von unserem Institut im geschlossenen sauberen Zustand zur Verfügung gestellt. Allerdings müssen Sie die Box selber in Ihrer Zentralsterilisation aufbereiten:

- Deckel vom Gefäss nehmen, ohne die Innenseite zu berühren
- anschliessend beides in den üblichen Instrumentenbeutel geben
- sterilisieren und wie ein Medizinprodukt behandeln
- es darf keine Flüssigkeit hineingegeben werden. Auslaufgefahr!

	<b>Artikel Nr:</b>	<b>bestellt:</b>	<b>geliefert:</b>
	Röhre verschraubbar, für langes Implantat zur Sonikation 44 cm		
	<b>HPL842</b>		
	<b>HPL311</b>		
	<b>Beutel für grosse Boxen</b>		
	<b>Schachteln für Notfallmaterialien</b>		
	<b>Transportgefäss für Gewebe</b>		